

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf766 Pour Wb Et Elisa - Q5Hy98

Numéro d'article: CM0024639

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF766 validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible une protéine à doigt de zinc nucléaire de 55 kDa impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Idéale pour la recherche sur l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF766 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF766
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	90321
GeneID	90321
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 190 de la protéine ZNF766 humaine (NP_001010851.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5HY98
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace