

Anticorps Polyclonal Anti-Znf768 Pour Wb, Elisa - Q9H5H4

Numéro d'article: CM0023356

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ZNF768 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le ZNF768 de souris. Idéal pour les études sur la liaison à la chromatine et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF768 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF768
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79724
GeneID	79724
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-270 du ZNF768 humain (NP_078947.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9H5H4
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace