

Anticorps Polyclonal Anti-Znf777 Pour Wb, Elisa - Q9Uld5

Numéro d'article: CM0023207

Introduction

pAc de Lapin anti-ZNF777 validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la répression transcriptionnelle et l'inhibition de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin ZNF777
Remarques/Alias	ZNF777
Espèce	Humain
ID de Gène	27153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 532-831 de ZNF777 humain (NP_056509.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULD5
Poids Protéique	94kDa
Expédition	Sac de glace