

Anticorps Polyclonal Anti-Znf785 Pour Wb, Elisa - A8K8V0

Numéro d'article: CM0030861

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le ZNF785 humain, réactif avec l'humain et la souris, pour les applications WB et ELISA. Validé pour un usage en recherche dans les études sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ZNF785 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF688; ZNF785
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	146540
ID de Gène	146540
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-405 du ZNF785 humain (NP_689671.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	A8K8V0
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace