


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Zo-1 Pour If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07157

Numéro d'article: CM0011398



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ZO-1 pour IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconnaît le ZO-1 humain, murin, rat (Q07157). Essentiel pour la recherche sur les jonctions serrées et les études de la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ZO-1
Remarques/Alias	ZO-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7082
GeneID	7082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-320 du ZO-1 humain (NP_009093.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07157
Poids protéique	195kDa
Expédition	Sac de glace