


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Zo-1 Pour Wb, If/Icc, If-F, Ihc-P, Elisa - P39447

Numéro d'article: CM0005134



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine de jonction serrée ZO-1 de souris. Validé pour WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. ~195 kDa. Convient pour l'étude de la biologie des jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZO-1 AcM de lapin
Remarques/Alias	ZO1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7082
GeneID (Souris)	21872
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1525-1621 de la ZO-1 de souris (NP_033412.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P39447
Poids moléculaire protéique	195 kDa
Expédition	Sac de glace