


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zo-1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q07157

Numéro d'article: CM0017315



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ZO-1 (Protéine de jonction serrée 1). Validé pour les applications Western blot, immunofluorescence-paraffine et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin ZO-1
Remarques/Alias	ZO-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7082
Identifiant du gène	7082
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-273 de ZO-1 humain (NP_003248.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07157
Poids moléculaire de la protéine	195 kDa
Expédition	Sac de glace