

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zp1 Pour Wb Et Elisa - P60852

Numéro d'article: CM0013989

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la ZP1 humaine (protéine 1 de liaison du spermatozoïde de la zone pellucide), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fertilité et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	OOMD; ZPB1; OOMD1; HEL163; OZEMA1; ZP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	22917
Identifiant de gène	22917
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60852
Poids de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace