

Anticorps Polyclonal Anti-Zp2 Pour Western Blot - Q05996

Numéro d'article: CM0014475



Introduction

Anticorps Polyclonal Anti-ZP2 produit chez le lapin, validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la ZP2 humaine, souris et rat. À utiliser pour les études sur la zone pellucide de l'ovocyte et la fécondation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZPA; Zp-2; OOMD6; OZEMA6; ZP2
Espèce	Humain
ID de gène	7783
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 651-745 de la ZP2 humaine (NP_003451.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q05996
Poids moléculaire	82kDa
Expédition	Sac de glace