

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zp3 Pour Wb, If-P, Elisa - P21754

Numéro d'article: CM0016425

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZP3 de haute qualité pour les applications WB, IF-P et ELISA. Reconnaît la protéine ZP3 humaine, murine et de rat, un récepteur spermatique clé dans la zone pellucide. Idéal pour les études sur la fertilité et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-ZP3
Remarques/Alias	ZPC; ZP3A; ZP3B; Zp-3; OOMD3; OZEMA3; ZP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7784
GeneID	7784
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 246-345 de la ZP3 humaine (NP_001103824.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21754
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace