

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zpbp Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bs86

Numéro d'article: CM0022453

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la ZPBP humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Convient pour la détection de la ZPBP dans des échantillons humains, de souris et de rat. Impliqué dans la compaction de l'acrosome et l'interaction spermatozoïde-ovocyte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZPBP Lapin pAb
Remarques/Alias	ZBPB1; SPGF66; ZPBP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	11055
ID de gène	11055
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-200 de la ZPBP humaine (NP_008940.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BS86
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace