

Anticorps Polyclonal Anti-Zranb3 Pour Wb, Elisa - Q5Fwf4

Numéro d'article: CM0027651



Introduction

Le pAc lapin ZRANB3 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de l'humain, de la souris et du rat. Il cible l'hélicase d'appréhension de l'ADN et l'endonuclease ZRANB3 pour la recherche sur le stress de réplication.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZRANB3 pAc lapin
Remarques/Alias	AH2; 4933425L19Rik; ZRANB3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84083
GeneID	84083
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 818-1077 de ZRANB3 humain (NP_001273497.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5FWF4
Poids moléculaire	123kDa
Expédition	Sac de glace