

## Anticorps Polyclonal Anti-Zscan1 Pour Wb Et Elisa - Q8Nbb4

Numéro d'article: CM0021802

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZSCAN1 humaine (également appelée MZF-1, ZNF915). Validé pour le western blot et l'ELISA, il reconnaît un facteur de transcription nucléaire d'environ 45 kDa. Adapté pour l'étude de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ZSCAN1 Rabbit pAb                                                                                                                                               |
| Remarques / Alias    | MZF-1 ; ZNF915 ; ZSCAN1                                                                                                                                         |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                                         |
| GeneID               | 284312                                                                                                                                                          |
| Immunogène           | Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la protéine ZSCAN1 humaine (NP_872378.3) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humaine                                                                                                                                                         |
| SWISS                | Q8NBB4                                                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 45 kDa                                                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                                                                   |