

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zscan21 Pour Wb Et Elisa - Q9Y5A6

Numéro d'article: CM0019076

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZSCAN21 humaine (ZNF38, Zipro1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la régulation génique et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZSCAN21 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZNF38; Zipro1; NY-REN-21; ZSCAN21
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	7589
Identifiant de gène	7589
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-280 de la ZSCAN21 humaine (NP_666019.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5A6
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace