

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zswim1 Pour Wb, Elisa - Q9Br11

Numéro d'article: CM0013445

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le ZSWIM1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le ZSWIM1 de souris. Pour l'étude des protéines à domaine SWIM de type doigt de zinc et le développement de réactifs de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZSWIM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C20orf162; ZSWIM1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	90204
ID de gène	90204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 411-485 du ZSWIM1 humain (NP_542170.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BR11
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace