

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zwint Pour Wb, If/Icc, Elisa - 095229

Numéro d'article: CM0030543



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZWINT humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Détecte la sous-unité ZWINT du complexe KNL1 du kinétochore externe, essentielle à la ségrégation des chromosomes. Idéal pour les études sur la mitose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZWINT Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIP30 ; ZWINT1 ; KNTC2AP ; HZwint-1 ; ZWINT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11130
GeneID	11130
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-277 de ZWINT humain (NP_008988.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	095229
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sachet de glace