

Anticorps Monoclonal Anti-Zyxin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15942

Numéro d'article: CM0006641

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la Zyxine humaine (Q15942), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine endogène à 61kDa. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et les adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Zyxin Rabbit mAb
Remarques/Alias	ESP-2; HED-2; Zyxin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7791
GeneID	7791
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de la Zyxine humaine (Q15942).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15942
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace