

Anticorps Polyclonal Anti-Zyxin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15942

Numéro d'article: CM0022358

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Zyxin humaine (ESP-2, HED-2), adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études des adhérences focales et du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-Zyxin
Remarques/Alias	ESP-2, HED-2, Zyxin
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7791
ID du gène	7791
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350 à 572 de la Zyxin humaine (NP_003452.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15942
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac réfrigérant