


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zzz3 Pour Wb Et Elisa - Q8Iyh5

Numéro d'article: CM0012894



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZZZ3 humain (ATAC1) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines et de rat. Utile pour l'étude de l'acétylation des histones et de la fonction du complexe ATAC dans la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZZZ3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATAC1; ZZZ3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	26009
ID du gène	26009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 de ZZZ3 humain (Q8IYH5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8IYH5
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac réfrigérant