


Antxr1 Lapin Pab Pour Wb Et Elisa - Q9H6X2

Numéro d'article: CM0029550



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ANT XR1 validé pour WB, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris. Cible le récepteur 1 de la toxine anthrax/TEM8, une protéine d'adhésion et de migration cellulaire. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ANTXR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATR ; GAPO ; TEM8 ; ANT XR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84168
GeneID	84168
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 84-333 de l'ANTXR1 humain (NP_060623.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H6X2
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace