


Anticorps Polyclonal De Lapin Antxr2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P58335

Numéro d'article: CM0025863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ANT XR2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible le récepteur 2 de la toxine du charbon (CMG2), adapté pour l'étude de la pathogenèse du charbon et des interactions de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ANTXR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HFS; ISH; JHF; CMG2; CMG-2; ANT XR2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	118429
ID de gène	118429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-300 de l'ANTXR2 humain (NP_001139266.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P58335
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace