


Aoc1 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19801

Numéro d'article: CM0029314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre l'AOC1 humain (diamine oxydase/histaminase). Vérifié pour WB, IF/ICC, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les allergies, la réponse immunitaire et le métabolisme des amines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AOC1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ABP ; DAO ; KAO ; ABP1 ; DAO1 ; AOC1
Espèce	Humain
GeneID	26 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 de l'AOC1 humain (NP_001082.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19801
Poids moléculaire de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace