


Anticorps Monoclonal Lapin Ap2B1 Pour Wb Et Elisa - P63010

Numéro d'article: CM0007354



Introduction

Anticorps monoclonal lapin AP2B1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité bêta du complexe adaptateur de clathrine AP-2 impliquée dans l'endocytose. Idéal pour la recherche sur le trafic vésiculaire et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AP2B1 mAc Lapin
Remarques/Alias	AP2B1, ADTB2, AP105B, AP2-BETA, CLAPB1, sous-unité bêta du complexe AP-2
Espèce	Humain
ID de Gène	163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 752-951 de l'AP2B1 humaine (NP_001025177.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63010
Poids Protéique	98kDa/104kDa/105kDa
Expédition	Sac de glace