


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AP2B1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63010

Numéro d'article: CM0022064



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AP2B1 validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la sous-unité bêta du complexe AP-2, impliquée dans l'endocytose médiée par la clathrine. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-AP2B1
Remarques/Alias	ADTB2 ; AP105B ; CLAPB1 ; AP2-BETA ; AP2B1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	163
GeneID	163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 752-951 de l'AP2B1 humaine (NP_001025177.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P63010
Poids moléculaire	105 kDa
Expédition	Sac de glace