

Anticorps Polyclonal De Lapin AP3B1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 000203

Numéro d'article: CM0027171



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin AP3B1 validé pour Western blot (WB), IHC-P et ELISA. Reconnaît la sous-unité bêta-1 du complexe AP-3 humaine, murine et ratine (000203). Idéal pour l'étude du tri des protéines lysosomales et des maladies connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AP3B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PE; HPS; HPS2; ADTB3; ADTB3A; AP3B1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8546
GeneID	8546
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 895-1094 de l'AP3B1 humaine (NP_003655.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000203
Poids moléculaire	121kDa
Expédition	Sac de glace