


Apaf1 Pab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14727

Numéro d'article: CM0018635



Introduction

APAF1 pAb de lapin (O14727) est un anticorps polyclonal destiné à la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte l'APAF1 humain, murin et de rat, une protéine cytoplasmique intervenant dans l'activation de la caspase-9 et l'apoptose dépendantes du cytochrome c.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APAF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CED4 ; APAF-1 ; APAF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	317
GeneID	317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470 à 600 de l'APAF1 humain (NP_863651.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O14727
Poids moléculaire	38-142 kDa
Expédition	Sac de glace