

Anticorps Monoclonaux Apc Anti-Cd141/Thrombomoduline Pour Cytométrie En Flux - P07204

Numéro d'article: CM0005395

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD141/Thrombomoduline humain, validé pour la cytométrie en flux. L'immunogène couvre le domaine extracellulaire (aa 19-515). Convient pour la recherche sur les cellules endothéliales et la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Humain CD141/Thrombomoduline mAb
Remarques/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7056
GeneID	7056
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-515 du CD141/Thrombomoduline humain (NP_000352.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07204
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace