

Anticorps Monoclonal Apc Anti-Cd158A/Kir2DL1 Pour Fc - P43626

Numéro d'article: CM0010467



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD158a/KIR2DL1 humain. Conçu pour l'analyse par cytométrie en flux de l'expression et de la fonction des récepteurs inhibiteurs des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-Humain CD158a/KIR2DL1 mAb
Remarques/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3802
ID de gène	3802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du CD158a/KIR2DL1 humain (NP_055033.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43626
Poids moléculaire	39kDa
Expédition	Sac de glace