

Anticorps Monoclonal Anti-Cd25 Apc Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0004618

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD25 de souris (IL-2R α , p55). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules T régulatrices et la tolérance immunitaire dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Souris CD25 mAb
Remarques/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3559
GeneID	16184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace