


Anticorps Monoclonal Apc Anti-Cd66B Pour Cytométrie En Flux - P31997

Numéro d'article: CM0005866



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD66b humain (CEACAM8, NCA-95). Cet anticorps reconnaît l'antigène CD66b, une molécule d'adhésion cellulaire présente sur les neutrophiles. Il est fourni sous forme de conjugué APC pour une détection directe en cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit anti-Human CD66b mAb
Remarques / Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1088
GeneID	1088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-319 de la CD66b humaine (NP_001807.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31997
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sachet de glace