

Anticorps Monoclonal Apc Anti-F4/80 Pour La Cytométrie En Flux - Q61549

Numéro d'article: CM0009126

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'antigène F4/80 de souris. Validé pour les applications de cytométrie en flux, adapté à la détection des macrophages dans les échantillons murins. Swisss-Prot Q61549.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-souris F4/80 mAb
Remarques/Alias	Emr1 ; Ly71 ; F4/80 ; Gpf480 ; TM7LN3 ; DD7A5-7 ; EGF-TM7
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	2015
GenelD	13733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-644 de la protéine F4/80 de souris (NP_034260.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q61549
Poids moléculaire protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace