

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd101/Igsf2 Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q93033

Numéro d'article: CM0011465

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD101 humain (IGSF2, V7, EWI-101). Conçu pour la cytométrie en flux, il détecte le CD101 humain, un inhibiteur de la prolifération des lymphocytes T exprimé sur les cellules immunitaires et les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD101/IGSF2 conjugué à l'APC
Remarques/Alias	V7 ; IGSF2 ; EWI-101
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9398
GeneID	9398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-410 du CD101/IGSF2 humain (NP_004249.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q93033
Poids moléculaire protéique	115 kDa
Expédition	Sac de glace