


Anticorps Monoclonal Apc Anti-Humain Cd156C/Adam10 Pour Cytométrie En Flux - O14672

Numéro d'article: CM0005537



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'ADAM10 humain (CD156c). Spécifiquement conçu pour la détection par cytométrie en flux de l'ADAM10, une enzyme de clivage clé impliquée dans le clivage de l'ectodomaine, la signalisation Notch et la maladie d'Alzheimer. Matière première IVD de qualité recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-humain CD156c/ADAM10
Remarques / Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
Espèce	Humain
ID du gène	102
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 214 et 672 de l'ADAM10 humain (NP_001101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14672
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac de glace