


Anticorps Monoclonal Apc Anti-Human Cd163 Pour Cytométrie En Flux - Q86Vb7

Numéro d'article: CM0010996



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à l'APC ciblant le récepteur éboueur CD163 humain (M130). Validé pour la détection par cytométrie en flux des monocytes et des macrophages. Idéal pour l'immunophénotypage, l'étude de l'inflammation et l'activation des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Souris anti-Human CD163 mAb
Remarques/Alias	M130; MM130; SCAR11
Espèce	Humain
ID de gène	9332
Immunogène	Protéine recombinante du CD163 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86VB7
Poids moléculaire	125kDa
Expédition	Sac de glace