

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Cd24 Conjugué Apc Pour La Cytométrie En Flux - P25063

Numéro d'article: CM0005800

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD24 conjugué APC pour la cytométrie en flux. Cible la glycoprotéine ancrée par GPI CD24 (8-13 kDa), exprimée sur les lymphocytes B, impliquée dans l'activation et la différenciation des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD24 conjugué APC
Remarques/Alias	CD24A ; CD24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100133941
GeneID	100133941
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-80 du CD24 humain (NP_037362.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25063
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa ; 13 kDa
Expédition	Sac de glace