


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd28 Humain Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P10747

Numéro d'article: CM0008523



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD28 humain (Tp44), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes T, de la co-stimulation et de l'homéostasie immunitaire. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD28 humain APC
Remarques/Alias	Tp44
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	940
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10747
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace