

Anticorps Monoclonal Apc Anti-Humain Cd335/Nkp46 Pour Cytométrie En Flux - O76036

Numéro d'article: CM0005913



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD335/NKp46 humain (SWISS : O76036), spécifiquement conçu pour la cytométrie en flux. Réagit avec les cellules NK humaines et est utile pour les études de lyse des cellules tumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Lapin anti-humain CD335/NKp46 mAb
Remarques / Alias	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9437
Identifiant de gène	9437
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-254 de la protéine CD335/NKp46 humaine (NP_004820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O76036
Poids de la protéine	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace