

Anticorps Monoclonal Apc Anti-Human Cd79A Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P11912

Numéro d'article: CM0005583



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD79a humain (MB1, Ig-alpha). Conçu pour l'analyse par cytométrie en flux (FC) intracellulaire de lymphocytes B humains. Reconnaît la chaîne alpha du récepteur des antigènes des lymphocytes B. PM : 20/25 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	APC Lapin anti-Human CD79a mAb
Remarques/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAAlpha
Espèce	Humain
GeneID (humain)	973
GeneID	973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-225 du CD79a humain (NP_001774.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P11912
Poids Moléculaire	20kDa/25kDa
Expédition	Sac de glace