

Anticorps Monoclonal Apc Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) Pour Cytométrie En Flux - P08648

Numéro d'article: CM0009991



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant l'intégrine alpha 5 humaine/de souris (ITGA5/CD49e). Validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur de la fibronectine impliqué dans l'adhésion cellulaire. Immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-ITGA5 (CD49e) humain/de souris de lapin, mAb, conjugué à l'APC
Remarques/Alias	FNRA ; CD49e ; VLA-5 ; VLA5A
Espèce	Humaine
GeneID	3678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-995 de l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P08648
Poids moléculaire de la protéine	115 kDa
Expédition	Accumulateur de froid