


Anticorps Monoclonal Apc Anti-Lgr5 Pour Cytométrie En Flux - 075473

Numéro d'article: CM0010757



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre la protéine humaine LGR5 (GPR49), un récepteur Wnt et marqueur de cellules souches. Convient pour des applications de cytométrie en flux dans la recherche sur l'épithélium intestinal, le follicule pileux et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit anti-Human LGR5 (GPR49) mAb
Remarques / Alias	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	8549
ID du gène	8549
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence entre les acides aminés 480 et 580 de la LGR5 humaine (NP_003658.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075473
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace