

Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd11C Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0008554

Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris CD11c conjugué à l'APC, issu du hamster arménien. Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour étudier l'adhésion des monocytes, le chimiotactisme et la réponse inflammatoire médiés par l'intégrine alpha-X.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-souris CD11c conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Cr4 ; N418 ; Cd11c
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3687
GeneID	16411
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids moléculaire de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace