

Anticorps Monoclonal Apc Anti-Souris Cd163 Pour Cytométrie En Flux - Q2Vlh6

Numéro d'article: CM0012663

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD163 murin (M130) est validé pour la cytométrie en flux. Il reconnaît le domaine extracellulaire du CD163 de souris, dont le poids moléculaire prédit est de 121-125 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal APC de lapin anti-souris CD163
Remarques / Alias	CD163v2; CD163v3; M130
Espèce	Souris
GeneID (humain)	9332
GeneID	93671
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-260 du CD163 de souris (NP_444324.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q2VLH6
Poids de la protéine	121kDa/125kDa
Expédition	Sac de glace