

Apc Anti-Mouse Cd19 Mab - Mouse Cd19

Numéro d'article: CM0011116

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à l'APC ciblant le CD19 de souris pour la cytométrie en flux. Réagit spécifiquement avec le CD19 de souris, permettant l'analyse des cellules immunitaires dans la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Anti-Mouse CD19 mAb
Espèce	Souris
ID de gène	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace