

Anticorps Monoclonal Anti-Cd19 De Souris Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - P25918

Numéro d'article: CM0004495

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD19 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification, la différenciation et la recherche sur la signalisation des cellules B. Reconnaît le domaine extracellulaire, 60 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	AcM anti-CD19 de souris de lapin conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Cd19
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	930
GeneID	12478
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-287 du CD19 de souris (NP_033974.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace