


Anticorps Monoclonal Apc Anti-Souris Cd44 Pour Fc - P15379

Numéro d'article: CM0008878



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD44 conjugué à l'APC validé pour la cytométrie en flux. Cible le récepteur de l'hyaluronate impliqué dans l'homing lymphocytaire, l'adhésion cellulaire et la migration.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APC Rabbit anti-Souris CD44 mAb
Remarques / Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	960
GeneID	12505
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 de CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace