

Anticorps Monoclonal Anti-Cd49F De Souris Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - Q61739

Numéro d'article: CM0008259

Introduction

Anticorps monoclonal de rat dirigé contre le CD49f de souris, conjugué à l'APC, adapté à la cytométrie en flux (FC). Reconnaît l'intégrine alpha-6 de souris et humaine (Q61739). Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire et de la fonction des récepteurs de la laminine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de rat anti-CD49f de souris conjugué à l'APC
Remarques/Alias	Cd49f ; VLA-6 ; 5033401O05Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3655
GeneID	16403
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du CD49f de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Humain
SWISS	Q61739
Poids moléculaire	122 kDa
Expédition	Sac de glace