

Anticorps Monoclonal Apc Anti-Tcr Γ/Δ De Souris - Tcr Γ/Δ

Numéro d'article: CM0010744

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué à l'APC ciblant le TCR γ/δ de souris, issu du Hamster arménien. Conçu pour les applications de cytométrie en flux (FC), spécifique au récepteur des cellules T gamma/delta de souris. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC anti-TCR γ/δ de souris
Remarques / Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Espèce	Souris
Identifiant du gène	110066 / 110067
Immunogène	Protéine recombinante du TCR γ/δ de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace