


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd223/Lag-3 Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P18627

Numéro d'article: CM0012162



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le CD223/LAG-3 humain pour cytométrie en flux. LAG-3 est un récepteur de point de contrôle immunitaire qui régule l'activité des lymphocytes T. Convient à la recherche en immuno-oncologie et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb APC de lapin anti-CD223/LAG-3 humain
Remarques / Alias	CD223
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	3902
Identifiant génique	3902
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-430 de la LAG3 humaine (NP_002277.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P18627
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace