


Anticorps Monoclonal Anti-Siglec-7/Cd328 (Lapin) Conjugué À L'apc Pour La Cytométrie En Flux - Q9Y286

Numéro d'article: CM0012594



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC ciblant le Siglec-7 humain (CD328, AIRM1). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient à l'étude de l'inhibition des cellules tueuses naturelles et des récepteurs immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-Siglec-7/CD328 humain de lapin, conjugué à l'APC
Remarques/Alias	p75; QA79; AIRM1; CD328; AIRM-1; CDw328; D-siglec; SIGLEC-7; SIGLECP2; SIGLEC19P; p75/AIRM1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	27036
GeneID	27036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 144 du Siglec-7/CD328 humain (NP_055200.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9Y286
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac réfrigérant