


Anticorps Monoclonal Anti-Cd30 Humain De Lapin Conjugué À L'apc Pour Cytométrie En Flux - P28908

Numéro d'article: CM0011903



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'APC dirigé contre le CD30 humain (TNFRSF8, antigène Ki-1). Adapté pour l'analyse par cytométrie en flux de l'expression du CD30 dans la recherche sur les lymphomes et les lymphocytes activés.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	mAb anti-CD30 humain de lapin APC
Remarques / Alias	CD30; Ki-1; D1S166E
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	943
GeneID	943
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-379 du CD30 humain (NP_001234.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P28908
Poids protéique	14kDa/50kDa/63kDa
Expédition	Sac de glace